

Especificaciones Técnicas
Lupa Estereoscópica LED Binocular MOTIC modelo SMZ140-N2LED



Código: 1100200600814

- Sistema óptico Greenough
- Cabezal estereoscópico Binocular con inclinación de 45° y rotatable 360°
- Par de oculares de gran campo 10x y **Número de Campo de 20 mm**
- Distancia interpupilar ajustable desde 54 mm a 76 mm
- Ajuste de dioptrías $\pm 5^\circ$ en ambos tubos porta oculares
- Sistema Zoom de aumentos continuos desde 1X a 4X
- Resolución máxima de **170 Lp/mm**
- Sistema de protección anti hongos.
- Estativo de trabajo para luz incidente y transmitida
- Mecanismo de enfoque mediante piñón y cremallera.
- Aumento estándar desde 10x hasta 40x
- Aumento máximo (**mediante opcionales**) desde 1.75x hasta 180x
- Platina plana blanca/negra y vidrio esmerilado de 80 mm
- Distancia de trabajo de 80 mm.
- **Iluminación incidente** con lámpara **LED** de 3 W de intensidad regulable
- **Iluminación transmitida** con lámpara **LED** de 3W de intensidad regulable
- Sistema fungicida de protección de hongos.
- Fuente de poder universal 220V,
- Normas **CE/CSA**