

# KERN ADJ200-4

La balanza analítica líder en precio - ahora también con ajuste interno



## Sistema de medición

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Campo de pesaje [Max]:                              | 210 g                                |
| Carga descentrada a 1/3 [Max]:                      | 0,500 mg                             |
| Intervalo de estabilización en condiciones de labo: | 3 s                                  |
| Lectura [d]:                                        | 0,100 mg                             |
| Linealidad:                                         | 0,400 mg                             |
| Peso mínimo (USP):                                  | 400 mg                               |
| Peso recomendado para ajuste:                       | 200 g (E2)                           |
| Posibilidades de ajuste:                            | Ajuste con pesa interna (automático) |
| Rango de tara:                                      | 210 g                                |
| Reproducibilidad:                                   | 0,200 mg                             |
| Resolución:                                         | 2.100.000                            |
| Sistema de pesaje:                                  | Compensación de fuerza               |
| Tiempo de calentamiento:                            | 8 h                                  |
| Unidades de pesaje:                                 | oz g lb ct                           |

## Indicación

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla (grande): | 1,600 cm |
|---------------------------------------|----------|

## Contaje

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas | 1 mg  |
| (Laboratorio):                        |       |
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas | 10 mg |
| (Normal):                             |       |

Resolución de contaje: 210000

## Funciones

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Determinación de porcentaje: | si |
| Función de contaje:          | si |
| Función standby:             | si |

## Condiciones ambiente

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima:     | 85 %  |
| Humedad ambiental mínima:     | 20 %  |
| Temperatura ambiental mínima: | 10 °C |
| Temperatura máxima de uso:    | 30 °C |

## Suministro energético

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Fuente de alimentación:                    | Adaptador de red        |
| Fuente de alimentación/adaptador incluido: | UK US EURO              |
| Tensión de entrada:                        | 100-265V; 50-60Hz; 2.0A |

## Servicio (opcional)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-101 |
|--------------------|---------|

## Categoría

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Categoría:     | Balanzas          |
| Product Group: | Balanza analítica |

## Embalaje & expedición

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 325 x 443 x 396 mm     |
| Peso bruto:                   | 7,800 kg               |
| Peso neto:                    | 5 kg                   |
| Plazo de entrega:             | 24 h                   |
| Tipo de envío:                | Servicio de paquetería |

## Diseño

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxX):    | 230 x 310 x 330 mm |
| Dimensiones parabrisas (AxPxX): | 175 x 175 x 230 mm |
| Espacio de pesaje (AxPxX):      | 170 x 160 x 205 mm |
| Material carcasa:               | Plástico           |
| Material de plato de pesaje:    | acero inoxidable   |
| Nivel de burbuja:               | si                 |
| Pies de tornillos girante:      | si                 |
| Superficie de pesaje (d):       | 90                 |


# KERN ADJ200-4

La balanza analítica líder en precio - ahora también con ajuste interno



## Piktogramme

### ESTÁNDAR



### OPCIÓN

