

Centrífuga para inmunohematología Kubota modelo KA-2200.

Made in
JAPAN



Características Generales

- Este modelo permite lavar tanto los linfocitos para la prueba HLA como los eritrocitos para la prueba de Coombs.
- 2 tipos de rotores para lavado de linfocitos y eritrocitos
- Es posible centrifugar alrededor de 3 segundos para preparar la trombina para eliminar las plaquetas.
- Controles de memoria RCF (velocidad rpm) y tiempo.
- Rápido tiempo de aceleración/desaceleración permite acortar el tiempo de operación.



Rotor para lavado de eritrocitos

RS-110 para el lavado de linfocitos

Especificaciones Técnicas:

- Velocidad máxima: 4700 rpm/rotor RS-110, 3100 rpm/rotor seromático
- RCF máxima: 2000 xg/rotor RS-110, 1000 xg/rotor seromático
- Capacidad máxima: 12 ml/rotor RS110, 72 ml/rotor seromático
- Ajuste de velocidad: Tres etapas al cambiar el botón pulsador
- Configuración del temporizador: Tres etapas al cambiar el botón pulsador (el temporizador se puede cambiar)
- Requisitos de alimentación: Monofásico 220/230V±10%, 50/60Hz, 3A
- Tensión y corriente nominales: 220/230 V, 50/60 Hz, 0,4 A
- Consumo de energía y salida de calor: 73 W/HLA, 52 W/SERO, 260 kJ/h
- Tamaño, peso: 23 (ancho) x 27 (profundidad) x 25 (alto) cm, 10 kg de altura (tapa abierta 51 cm*1)