

CENTRIFUGA DE SOBREMESA KUBOTA MODELO S500T



Made in
JAPAN

Características Generales:

■ Detector de desbalance más rápido

- La serie S500 tiene una nueva función para detectar desbalance más rápido a una velocidad más baja que antes.
- Permite Cero Roturas de Tubos Centrífugos.
- Reduce los Costos de Reparación y el Tiempo de Reparación.

■ Carga Mixta



- KUBOTA logró la carga mixta en la que se pueden centrifugar dos tipos diferentes de capachos o racks de tubos al mismo tiempo.
- Además, las combinaciones de capachos de uso frecuente se ofrecen como un conjunto estándar permitiendo que los accesorios sean más asequibles.

■ **Función de auto-chequeo**

- Antes de usar la centrífuga, puede verificar con la centrífuga si hay algún defecto en las características de seguridad de la centrífuga.

■ **Cinco teclas de programa de acceso directo para acceso directo (solo S500T)**

■ **Equipado con una pantalla luminosa VFD**



- Utiliza una tecnología exclusiva de Japón, VFD (pantalla fluorescente de vacío).
- El alto contraste y brillo proporcionan una visibilidad clara a distancia.
- Con un ángulo de visión mínimo de 126°, la información del VFD sigue siendo fácil de leer de lado a lado.

■ **Cerradura de tapa motorizada**



- Un sistema de bloqueo motorizado de la tapa recientemente desarrollado.
- Un ligero toque es todo lo que se necesita para activar motor de la tapa y bloquearla automáticamente.

■ **Modo de ahorro de energía**



- S500T apaga automáticamente la pantalla.
- El consumo de energía en este modo es de aproximadamente 7 W.

■ **Ventana para observación**



- Responde a la necesidad de medir la velocidad para las inspecciones mediante el uso de un tacómetro.

Especificaciones Técnicas:

Capacidad máx. con rotor oscilante	15 mL X 68 (ST-724M)
Velocidad máxima (RPM) rotor oscilante	5.000 rpm (ST-504M)
RCF máximo con rotor oscilante	4.860 x g (ST-504M)
Aceleración / Desaceleración	3 formas de cambiar
Tamaño	44 (ancho) x 53 (fondo) x 32 (alto) cm
Peso	39 kg
Consumo y disipación calórica	520W / 1,9MJ/h
Requerimientos eléctricos	Una Fase 220 ±10%, 50/60Hz, 8A
	Temperatura: 10 ~ 35 °C
Requisitos ambientales	Humedad: 30 ~ 85%
	Presión atmosférica: 70 ~ 106kPa
Normas	IEC611010-2-020 / CE
Rango de ajuste de velocidad	200 ~ 6000 rpm / Incrementos de 10 o 100 rpm
Rango de ajuste del temporizador	1seg ~ 99h59min
Memoria de programas	Máximo 99 canales
	5 para llamada directa desde el botón del panel