

CENTRIFUGA SOBREMESA ALTA VELOCIDAD ZONKIA MODELO HC-2062V



Especificaciones:

- Permite 12 microtubos de 1,5 y 2.2 ml
- Cámara de acero inoxidable y rotor de aleación de aluminio.
- Control mediante microprocesador, pantalla LED.
- Motor de inducción libre de mantenimiento (sin carbones), funcionamiento silencioso y limpio.
- Modos de selección de velocidad ascendente y descendente.
- Función para centrifugaciones breves (poco a poco).
- Tapa con cerradura eléctrica, dando más seguridad, lo que permite una operación confiable.

- La centrífuga acepta un desbalance, sin requerir recortes.
- Durante el funcionamiento puede modificar los parámetros en cualquier momento, sin detener la centrifuga.
- Protección contra exceso de velocidad.

Información Técnica

- Velocidad Máxima : 16.500 rpm
- RCF Máxima : 18.110 xg
- Capacidad del rotor : 5 x 10 ml
- Precisión de la velocidad : ≤ 20 rpm
- Nivel de ruido : ≤ 60 dB
- Rango del temporizador : 1 ~ 99 minutos / continuo / centrifugados de corto tiempo
- Alimentación eléctrica : 220V / 50 Hz AC
- Peso : 15 Kg
- Dimensiones : 330 (largo) x 390 (ancho) x 325 (alto) mm

Rotor Angular de 12 lugares H1202

- Capacidad : 12 x 1.5/2.2 ml
- Velocidad máxima : 16.500 rpm
- RCF máximas : 18.110 xg

