

Características del Producto

- Una gama completa de volúmenes y estilos disponibles para acomodar el volumen requerido de reactivos y reducir desechos
- Diseño de pozo en forma 'V' permite la máxima recuperación del reactivo
- Marcas de graduación localizadas sobre el borde superior y paredes interiores son fáciles de leer
- Vertederos libres de goteo en cada esquina para un vertido sin derrame
- Frigoríficos para depósitos son ingenieros para los depósitos de Heathrow Scientific de 50 o 100 mL para garantizar contacto máximo para una refrigeración prolongada y uniforme
- Fabricada en una sala blanca con versiones estériles certificadas como RNase/DNase y libre de pirógeno



Depósitos para Reactivos Desechable

Una gama comprensiva de volúmenes y estilos



Diseño Funcional



Canales de vertido libre de goteo
en cada esquina para un vertido libre de
derramamiento



Marcas de graduación, fácil de leer,
situados en el borde superior con una línea
de lleno en las paredes interiores para indicar
niveles de volumen



Diseño de poso en forma "V" permite
recuperación máxima del reactivo



Diseñado para pipetas de multicanal
y cumple con las marcas más comunes



Una base ancha
asegura estabilidad y el diseño de pared en
gradas previene la deformación al manejarse y
reduce la probabilidad de derrame



Un diseño único de anidación
permite separación fácil cual reduce la
probabilidad de deformidad o daño al producto



Diseño de depósito dual
permite pipeteo de dos reactivos y/o maximiza
recuperación de muestras pequeñas



Fabricado en sala blanca
con versiones estériles certificadas libre de
RNase/DNase y no pirogénico

Características y Beneficios Adicionales

- Una gama completa de volúmenes y de estilos disponibles para acomodar volúmenes requeridos de reactivos y reducir residuo
- Disponible en poliestireno (PS) o cloruro de polivinilo (PVC)
- Versiones en bulto o paquetes de cinco vienen convenientemente apiladas para ayudar a ahorrar espacio al almacenar
- Libre de productos de animal
- Certificado de calidad disponible
- Patente Pendiente

Frigorífico para Reactivos

Libre de hielo, manera no-toxica para extender el periodo de labor y preservar la integridad para reactivos de temperaturas sensibles

- Reactivos se mantienen a menos de 5°C (41°F) para aproximadamente tres horas
- Extiende el periodo de labor y preserva la integridad de reactivos de temperaturas sensibles
- Diseño ingeniado a la medida de los depósitos de Heathrow Scientific de 50 o 100 mL para garantizar contacto máximo para una refrigeración prolongada y uniforme
- Solución libre de hielo elimina el riesgo de contaminación causado por baños de hielo
- Apilable, ahorra espacio cuando almacenando en congelador o área de trabajo
- El diseño simétrico del frigorífico permite que los depósitos de reactivos sean montados en ambas direcciones
- Paquetes surtidos para opciones de codificación de color
- Mezcla de agua y agente bacteriostático no-toxico rápidamente enfría y congela
- Fabricado de Sonic soldado, polipropileno ingeniado que asegura un diseño libre de fugas
- No diseñado para autoclave, no utilizar con líquido nitrógeno
- Reusable, dos años de garantía

Paquetes surtidos
para opciones de
codificación de color



Apilables

Hechos a la medida
para los depósitos de 50 o 100
ml de Heathrow Scientific



Diseño simétrico

del frigorífico permite que el
depósito de reactivos se monte en
cualquier dirección



Frigorífico de Depósito
de 50 mL



Frigorífico de
Depósito de 100 mL

? Preguntas Más Frecuentes

¿Qué es la fecha de caducidad de un Depósito Reactivo estéril?

Todos los depósitos de reactivos estériles son buenos durante tres años a partir de la fecha de esterilización, cual se puede localizar en el paquete; mientras el paquete no esté abierto ni comprometido.

¿De qué material están fabricados los depósitos?

Los depósitos de reactivo desechables están fabricados de poliestireno (PS) o cloruro polivinilo (PVC). Las medidas más comunes están disponibles en ambos. El depósito de solución dual está fabricado de polipropileno (PP).

¿Pueden autoclavarse los depósitos?

El depósito de solución dual es autoclavable. Los depósitos para reactivo desechables no son recomendados para autoclavable ya que resultaría en una significativa deformación geométrica.

¿Se utilizan productos de animal en la producción de los depósitos para reactivos?

Todos los depósitos para reactivos son libres de materiales de animal.

¿Qué significa certificado libre de RNase/DNase?

Los depósitos para reactivos son fabricados en sala blanca libre de contacto humano y animales para prevenir contaminación de RNase y DNase. Los depósitos de reactivos son examinados por un laboratorio independiente quien certifica que los depósitos son libres de RNase/DNase.

¿Qué significa no pirogénico?

Los pirógenos son endotoxinas bacterianas que pueden ser perjudiciales para los cultivos celulares. Los depósitos de reactivos etiquetados como no pirogénicos son certificados para tener niveles de endotoxina por debajo del estándar aceptable de la industria como determinado por un laboratorio independiente.

¿Qué hace que la boquilla de vertido en los depósitos desechables sea libre de goteo?

A diferencia de otras marcas de depósitos, nuestras boquillas de vertido son excepcionalmente alargados para romper la tensión superficial. Esto detiene el reactivo de que entra en contacto con la pared exterior al verter, lo cual es una razón común para que se produzca goteo y la pérdida de costosos reactivos.

¿Cómo limpio los depósitos frigoríficos?

Recomendamos utilizar detergente o agente limpiador común compatible con polipropileno y/o agua jabonosa tibia.



Deposito Dual para Solución

Forma innovadora guía y protege las puntas de las pipetas

El depósito para reactivos tiene un recipiente estándar de 50 mL de un lado y 12 recipientes individuales de 5mL del lado opuesto.

- Compatible con pipetas individuales o multicanal
- Fabricado de polipropileno
- Pozos angulados guían la punta de la pipeta hacia una posición central para ayudar a evitar la contaminación cruzada y desperdicio
- Pozos imprimidos identifican muestras
- Tapa ayuda a prevenir evaporación y contaminación
- Autoclavable



Depósitos de Reactivos Desechables

No. Pieza	Volumen mL	Marcas de Graduación mL	Material	Estéril	Dimensiones Interiores L x A x A pulg.	cm	MdU* L x A x A pulg.
120637	5	5	Poliestireno	Si*	2.8 x 0.8 x 0.7	7.2 x 2.1 x 1.8	1 c/u/bolsa, 50 bolsas/pqt., 10 ppts./caja
120638	10	5 y 10	Poliestireno	No	2.8 x 0.8 x 0.7	7.2 x 2.1 x 1.8	100 c/u/pqt., 6 ppts./caja
120639	10	5 y 10	Poliestireno	Si*			1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120640	25	15 y 25	Poliestireno	Si*			5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 10 ppts./caja
120641	25	15 y 25	Poliestireno	Si*	4 x 1 x 0.8	10.2 x 2.5 x 2.1	1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120642	25	15 y 25	Poliestireno	No			100 c/u/pqt., 6 ppts./caja
120643	50	25 y 50	Poliestireno	Si*			5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 10 ppts./caja
120644	50	25 y 50	Poliestireno	Si*			1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120645	50	25 y 50	Poliestireno	No	4 x 1.1 x 1.2	10.2 x 2.8 x 3	100 c/u/pqt., 6 ppts./caja
120646	50	25 y 50	PVC	Si*			5 c/u/bolsa, 20 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120690	50	25 y 50	PVC	No			100 c/u/pqt., 6 ppts./caja
120647	100	50 y 100	Poliestireno	Si*			5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120648	100	50 y 100	Poliestireno	Si*	4.3 x 1.9 x 1.3	10.9 x 4.8 x 3.2	1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120649	100	50 y 100	Poliestireno	No			100 c/u/pqt., 6 ppts./caja
120650	100	50 y 100	PVC	No			100 c/u/pqt., 6 ppts./caja
120651	25 (10 y 15 mL dividido)	10/15	Poliestireno	Si*	4 x 1 x 0.8	10.2 x 2.5 x 2.1	5 c/u/bolsa, 40 bolsas/pqt., 6 ppts./caja
120652	25 (10 y 15 mL dividido)	10/15	Poliestireno	Si*			1 c/u/bolsa, 100 bolsas/pqt., 6 ppts./caja

*Versiones estériles certificadas como RNase/DNase y libre de pirógeno.

Frigorífico para Depósitos

No. Pieza	Color	Volumen mL	Dimensiones L x A x A pulg.	cm	MdU
120730	Morado	50	5.6 x 2.9 x 1.75	14.4 x 7.4 x 4.5	2 c/u/pqt.
120731	Azul				
120732	Surtido*				
120733	Morado	100	6 x 3.5 x 1.75	15 x 9 x 4.3	2 c/u/pqt.
120734	Azul				
120735	Surtido*				

*Colores surtidos (Morado y Azul)

Depósito de Solución Dual

No. Pieza	Volumen mL	Marcas de Graduación mL	Material	Estéril	Dimensiones Interiores L x A x A pulg.	cm	MdU*
HS20821A	5/50	—	Polipropileno	No	4.9 x 2 x 1.5	12.5 x 5 x 3.7	*

*25 c/u/pqt., 10 ppts./caja