

Esteras de Laboratorio de Silicona y Esteras de Laboratorio para Estación de Trabajo

Facilite de forma segura los procesos de flujo de trabajo con organización y limpieza fácil

**Dos Tamaños
y Estilos
de Diseño
disponible**




Esteras de Laboratorio de Silicona y Estera de Laboratorio para Estación de Trabajo

Características y Beneficios


- Ideal para todo tipo de laboratorio y áreas más especializadas como cuartos fríos, salas blancas, suites estériles, y áreas donde esterilidad alta sea un requisito
- Las esterass de laboratorio pueden utilizarse con centrifugas, mezcladoras vórtex, platos calientes, agitadores, pipetas, y mucho más
- Mantiene áreas de trabajo limpiass, libre de manchas, derrames y desgastes
- Reutilizable, ayuda a reducir desechos convirtiéndolos en una opción respetuosa del medio ambiente sobre esterass desechables
- Ahorre dinero, elimine la necesidad de compras repetidas y costos de desperdicios asociados con esterass desechables
- Labio alrededor del borde ayuda a contener derrames y reguero
- Superficie antideslizante ayuda a mantener la estera y elementos en su lugar
- Amortiguación de ruido, reduciendo el sonido de la vibración de equipos de sobremesa comunes
- Fabricado de un material de silicona duradero grado FDA alimenticio que crea una superficie de trabajo lavable y resistente a las manchas
- Resistencia química: químicamente inerte y no reacciona a la mayoría de los químicos
- Fácil de limpiar usando cualquier desinfectante estándar simplemente limpiándola y es segura para lavavajillas
- Múltiple colores disponibles en cada estilo para opciones de codificación
- Proteja las sobre mesas de objetos calientes hasta 200°C (392°F)
- Las esterass pueden ser enrolladas para almacenaje compacto
- **Autoclavable** a 121° por 15 minutos



Estera de Laboratorio para Estación de Trabajo



Esteras de Laboratorio de Silicona



Labio alrededor del borde

ayuda a contener derrames y reguero



Reusable


Fácil de limpiar usando cualquier desinfectante estándar simplemente limpiándola



Reversible

Múltiple colores y superficies para un rango de tareas


¿Cómo son diferentes?



Estera de Laboratorio para Estación de Trabajo

Un tamaño para
cada área de trabajo

12 x 14.9 x 0.1 pulg.
30.5 x 37.9 x 0.2 cm



Esteras de Laboratorio de Silicona

14 x 23.5 x 0.1 pulg.
35 x 60 x 0.2 cm



Superficie de Gradilla

para montaje en tubo, evitando el movimiento de objetos pequeños y asegurando elementos como embalses, cajas de puntas de pipetas, placas de ensayo, etc.



Insertos de metal internos

para retención de objetos magnéticos, tal como barras de agitación, para mantener elementos organizados



Esteras de Laboratorio de Silicona y Esteras de Laboratorio para Estación de Trabajo

Facilite de forma segura los procesos de flujo de trabajo con organización y limpieza fácil

Esteras de Laboratorio para Estación de Trabajo

Mantiene áreas de trabajo limpias y libre de manchas, derrames y desgaste

- Huella pequeña, 12 x 14.9 x 0.1 pulg. (30.5 x 37.9 x 0.2 cm), se acopla a la mayoría de áreas de trabajo
- Ayuda a facilitar los procesos de flujo de trabajo, como girar tubos de sangre en estaciones de centrifugación
- Superficie cuadrículada para el montaje en tubo, evitando el movimiento de objetos pequeños y asegurando elementos tales como embalses, cajas de puntas de pipetas, placas de ensayo, etc.
- Superficie cuadrículada permite que tubos sean fácilmente marcados e identificados
- Tamaño personalizado es fácil de transportar y permite al usuario crear y proteger áreas de trabajo temporales
- Reversible, Lado uno: combinación superficie cuadrículada y lisa, Lado dos: solamente superficie lisa, opción e dos colores
- Labio alrededor del borde sostiene aprox. 250 mL de líquido

No. Pieza	Color	L x A x A pulg.	cm	MdeU
120747	Azul	12 x 14.9 x 0.1	30.5 x 37.9 x 0.2	1 c/u, 10 c/u/caja
120748	Morado			



Esteras de Laboratorio de Silicona

Reutilizable, fiable, y reversible

- Grande superficie de trabajo 14 x 23.5 x 1 pulg (35 x 60 x .02 cm) Complace equipo de mesa de trabajo, Navecillas de pesaje, barras de agitación, básculas, etc.
- Diseño incluye tira de retenimiento con Inserto interno de metal para retención de objetos magnéticos, tal como barras de agitación para mantener elementos organizados
- Reversible, con opción disponible de dos colores/diseños
- Labio alrededor del borde puede sostener líquido en aprox. 300 mL



No. Pieza	Color Lado #1	Color Lado #2	L x A x A pulg.	cm	MdeU
120506	Amarillo	Gris/Azul	14 x 23.5 x 0.1	35 x 60 x 0.2	1 c/u, 10 c/u/caja
120507	Morado	Morado/Gris			
120599	Azul	Blanco/Azul			

