



DEKO

DC2200H | Gabinete de Secado

FRANKE

Tubos de Anestesia

- 6+6 pcs cassettes para dos mangueras o tubos
- Bandeja Soporte para 36 tubos de anestesia

5 Ciclos programables

Tiempo y temperatura ajustables (Display digital)

Interruptor principal

Filtro Hepa

Aislación de sonido y temperatura, gabinete fabricado con doble pared de acero inoxidable AISI304

DC2200H está disponible como puerta simple o doble puerta, bisagra izquierda o derecha

Equipamiento estandar:
8 carriles y
3 estantes




Gabinete de secado DC2200H está diseñado especialmente para el secado de los instrumentos quirúrgicos, mangueras y equipos de anestesia, así como otros artículos reutilizables termosensible usados en la atención de salud del paciente.

FRANKE



Gabinete de Secado DC2200H



Requerimiento eléctrico: 400V 3N, 16 A, 5,6 kW

Salida de aire: conexión 100 mm; 100 m³/h

Apertura Pared en versión doble puerta: An850 x A2020

mm Peso: 185 kg



Características:

Volúmen	:637L
Bandejas	:7 deslizantes más una especial para 36 tuberías AN
Cassetes	:2 para mangueras o tubos (tubería 6+6)
Descarga	: Manga de conexión de ventilación ,100mm Ø
Volúmen	: 39 Lt/seg
Temperatura	: Termómetro digital
Soportes	:Patas ajustables en altura
Filtro de aire	: Aire electrostático(Lavable), filtro HEPA(opcional)
Nivel de ruido	: 60db
Voltaje	: 230V /50Hz 400V /3N 16A
Potencia	: 3.6 KW (230V) 5.3KW (400V)
Puerta Externa	: Acero inoxidable AISI 304(vidrio opcional)
Puerta interna	: Vidrio Templado
Panel de Control	
Control	: Microprocesado
Pantallas	: Táctil
Programas	: 5 ciclos seleccionables
Ajuste de temperatura	:Desde ambiente a 90°C
Tiempo	: Temporizador 1-99mín, o continuo Indicación de tiempo remanente
Funcionamiento	: Recirculación de aire caliente



Franke Medical Oy
Vartiokuja 1
FI-76850 Naarajärvi
Finland
Tel. +358 15 34 111
www.frankemedical.com
Email: ws-medical.fi@franke.com

